

EQUIPO DE Alto Riesgo

- 1** Cubremesa reforzado 1.40 x 2.00 mts.
- 3** Camisolín laminado Talle XL
- 3** Toallas de mano absorbentes
- 1** Sábana cefálica laminada impermeable 1.40 x 2.00 mts.
Adhesivada
Refuerzo impermeable absorbente
- 1** Sábana podálica en U laminada impermeable 2.00 x 2.00 mts.
Adhesivada
Refuerzo impermeable absorbente
Soporte para tubos



CUBREMESA

x1



CAMISOLÍN XL

x3



TOALLAS DE MANO

x3



SÁBANA CEFÁLICA

x1



SÁBANA PODÁLICA EN U

x1

Material para usar por única vez



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO

Método de Esterilización
Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**

Directora Técnica:

Farmacéutica **Midlin Andrea Cynthia**. Matrícula N° 12.042

Producto Biomédico autorizado por ANMAT PM-2289-1/2289-2

INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

CINMOR S.R.L.

Tronador 418/20, C.A.B.A., República Argentina

011-4553-9898/3311

info@dimex.com.ar

www.dimex.com.ar