

EQUIPO DE

Artroscopia miembro inferior (Rodilla)

- 1
- Cubre mesa reforzado 1.40 x 2.00 mts.
- 1
- Camisolín SMS con refuerzo laminado Talle L
- 2
- Camisolines SMS con refuerzo laminado Talle XL
- 3
- Toalla de mano absorbente
- 1
- Funda de mesa de mayo
- 1
- Stockinette impermeable
- 1
- Sábana SMS 1.50 x 2.00 mts.
- 1
- Sábana en U impermeable 1.00 x 0.75 mts. Adhesivada
- 1
- Sábana en U impermeable 1.40 x 2.00 mts. Adhesivada
- 1
- Sábana en T principal 2.00 x 3.00 mts.

Adhesivada | Aletas | Fenestración adaptable (látex)

Bolsa colectora de fluidos



x1

CUBREMESA REFORZADO



x1

SÁBANA SMS



x3

TOALLAS DE MANO



x1

STOCKINETTE




x1

CAMISOLÍN L



x2

CAMISOLÍN XL



x1

SÁBANA T PRINCIPAL



x1

SÁBANA U



x1

SÁBANA U



x1

FUNDA DE MESA DE MAYO

Material para usar

por única vez



NO UTILIZAR

SI EL ENVASE

ESTÁ DAÑADO

Método de Esterilización

Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**