



EQUIPO Cardiovascular Cerrado

- 1** Cubremesa reforzado 1.40 x 2.00 mts.
- 1** Camisolín SMS con refuerzo laminado Talle L
- 3** Camisolín SMS con refuerzo laminado Talle XL
- 4** Toallas de mano absorbentes
- 8** Compresas 0.40 x 0.70 mts adhesivadas
- 1** Sábana SMS 1.60 x 2.20 mts
- 1** Sábana cardiovascular SMS 2.00 x 3.20 mts

Adhesivo de incisión para pecho
Adhesivo de incisión para pierna
Refuerzo impermeable absorbente
Soporte para tubos




COMPRESA

x8



CUBREMESA

x1



SÁBANA SMS

x1



SÁBANA CARDIOVASCULAR

x1



CAMISOLÍN L

x1



CAMISOLÍN XL

x3



TOALLAS
DE MANO

x4

Material para usar
por única vez



**NO UTILIZAR
SI EL ENVASE
ESTÁ DAÑADO**

Método de Esterilización
Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**

Directora Técnica:

Farmacéutica **Midlin Andrea Cynthia**. Matrícula N° 12.042

Producto Biomédico **autorizado por ANMAT** PM-2289-1/2289-2

**INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA EXCLUSIVA A
PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

CINMOR S.R.L.

Tronador 418/20, C.A.B.A., República Argentina

011-4553-9898/3311

info@dimex.com.ar

www.dimex.com.ar