


EQUIPO DE Cirugía Menor

- 1 Cubremesa impermeable 1.40 x 2.00 mts.
- 1 Camisolín SMS con refuerzo laminado Talle L
- 1 Camisolín SMS con refuerzo laminado Talle XL
- 2 Toallas de mano absorbentes
- 2 Compresas 0.40 x 0.70 mts
- 1 Sábana SMS 1.50 x 2.00 mts




x2

COMPRESA



x1

CUBREMESA



x1

SÁBANA SMS



x1

CAMISOLÍN L



x1

CAMISOLÍN XL



x2

TOALLAS DE MANO

Material para usar por única vez



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO

Método de Esterilización Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**