


EQUIPO DE Laparoscopia

- 1 Cubremesa reforzado 1.40 x 2.00 mts
- 2 Camisolín SMS con refuerzo laminado talle "L"
- 2 Camisolín SMS con refuerzo laminado talle "XL"
- 4 Toallas de mano absorbentes
- 3 Compresas 0.40 x 0.70 mts adhesivadas
- 1 Campo quirúrgico inferior
- 1 Par de pierneras
- 1 Sábana "T" SMS 1.00 x 2.40 mts
Fenestración abdominal
Fenestración perineal
Flap | Adhesivo



PAR DE PIERNERAS




TOALLAS DE MANO



CAMPO QUIRUGICO INFERIOR



CUBREMESA REFORZADO



SÁBANA "T"



CAMISOLÍN L



CAMISOLÍN XL



COMPRESA

Material para usar por única vez



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO

Método de Esterilización Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**

Directora Técnica:

Farmacéutica **Midlin Andrea Cynthia**. Matrícula N° 12.042

Producto Biomédico autorizado por ANMAT PM-2289-1/2289-2

INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

CINMOR S.R.L.

Tronador 418/20, C.A.B.A., República Argentina

011-4553-9898/3311

info@dimex.com.ar

www.dimex.com.ar