



EQUIPO DE Oftalmológico

- 1** Campo SMS 1.00 x 1.00 mts.
Adhesivo de incisión
Bolsa colectora



CAMPO OFTALMOLÓGICO

Material para usar
por única vez



**NO UTILIZAR
SI EL ENVASE
ESTÁ DAÑADO**

Método de Esterilización
Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**

Directora Técnica:

Farmacéutica **Midlin Andrea Cynthia**. Matrícula N° 12.042

Producto Biomédico **autorizado por ANMAT** PM-2289-1/2289-2

**INDUSTRIA ARGENTINA – VENTA EXCLUSIVA A
PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

CINMOR S.R.L.

 **Tronador 418/20, C.A.B.A., República Argentina**

 **011-4553-9898/3311**

 **info@dimex.com.ar**

 **www.dimex.com.ar**