

EQUIPO DE Cirugía Universal

- 1** Cubremesa reforzado 1.40 x 2.00 mts.
- 1** Camisolín SMS reforzado laminado Talle "L"
- 3** Camisolines SMS reforzados Talle XL
- 4** Toallas de mano absorbentes
- 4** Compresas SMS 0.40 x 0.70 mts. Adhesivadas
- 1** Sabana podálica SMS 2.00 x 1.93 mts.
Adhesivo | Refuerzo impermeable absorbente
Soporte para tubos
- 1** Sábana cefálica SMS 1.50 x 2.00 mts.
Adhesivo | Refuerzo impermeable absorbente
Soporte para tubos
- 2** Sábanas laterales SMS 1.00 x 2.00mt
Adhesivo | Refuerzo impermeable absorbente



CUBREMESA REFORZADO



CAMISOLÍN L



CAMISOLÍN XL



SÁBANAS LATERALES



SÁBANA PODÁLICA



SÁBANA CEFÁLICA



TOALLAS DE MANO



COMPRESA

Material para usar por única vez



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO

Método de Esterilización Óxido de Etileno

ESTÉRIL

ETO

Lote

Vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL: Una vez utilizado se debe distinguir el material para su correcta disposición final. Separar según sea residuo no peligroso reciclable, residuo peligroso infeccioso o residuo de riesgo. Dependiendo su composición y uso se despachará siguiendo la normativa vigente en cada localidad y país. Invitamos a todos nuestros clientes a ejercer un uso responsable de sus residuos, haciendo una correcta separación en origen de los diversos materiales. En Dimex estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. No utilizar después de la fecha de vencimiento. El producto deberá almacenarse en un lugar seco. Los productos envasados NO deben exponerse a la luz directa del sol.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Derechos Reservados de CINMOR S.R.L.**

Directora Técnica:

Farmacéutica **Midlin Andrea Cynthia**. Matrícula N° 12.042

Producto Biomédico autorizado por ANMAT PM-2289-1/2289-2

INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

CINMOR S.R.L.

Tronador 418/20, C.A.B.A., República Argentina

011-4553-9898/3311

info@dimex.com.ar

www.dimex.com.ar